

自費特材說明書

中文品名	英文品名
愛惜康伯羅倫疝氣系統用不可吸收網	Prolene* Hernia System
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 009651 號	FSZ009651001
產 品 特 性	
<p>伯倫倫疝氣系統用不可吸收網是用來補強或橋接腹股溝疝氣缺損，以在傷口癒合期間及之後提供加強的支持。動物研究顯示此材質的植入只會引起極少至輕微的暫時性發炎反應，隨後會有一薄層的纖維組織沉積並長入網格中，使本網合併入周圍的組織中。本網將保持柔軟易彎特性正常的傷口癒合將不會受到不良影響。材質不會被吸收，也不易於被組織酵素作用而分解或削弱。</p>	
適 應 症	
適用於間接或直接腹股溝疝氣缺損的修補	
副 作 用	
可能的副作用即為那些與外科植入物相關的典型副作用，包括可能的感染、發炎、粘連的行程、瘻管的形成及凸出。	
注 意 事 項	
本裝置只限單次使用，不可重新消毒。開封的包裝與未用的產品請加以丟棄。如果本裝至使用於有外來生長可能的幼兒或兒童，醫師應了解本產品並不會隨著病患生長而有顯著的拉長。如果必要的話應將縫線或縫合釘處理成至少 6.5mm(1/4")的網超出縫合線外。	
與健保品項之療效比較	
<p>1. 手術時間短, 研究顯示有效降低手術時間約 4.2 分鐘。2. 復發程度低：依據研究指出，使用 PHS 之術後復發率約為 0%~2%。3. 恢復身體正常活動時間短：(2002) 的研究指出，使用 PHS 病患，三天內可恢復正常活動比率高達 84.5%，遠高於傳統 Lichtenstein patch 病患。4. 術後當天疼痛程度低：使用 PHS 病患較 Lichtenstein patch 病患，在術後當天，可明顯降低疼痛感。(PHS 19.2 vs. patch 28.1), 增加病患舒適性。優於比目前健保給付的品項。</p>	

解說醫師簽章：_____ 病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日