

自費特材說明書

中文品名	英文品名
"宸田"漏斗胸矯正板系統- 矯正板/固定器	"CHENTIAN "Pectus Support Plate System - Pectus Support Plate / Stabilizer
衛生署許可證號	品項代碼
衛部醫器製字第 005713 號	FBZ005713001 / FBZ005713002
產 品 特 性	
<p>“宸田”漏斗胸矯正板系統是用來幫助處理漏斗胸缺損的外科植入物。此種矯正板可將漏斗胸之內凹的胸骨往外推，進而達到重新塑造及改建胸部外型之目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。“宸田”漏斗胸矯正板是由不銹鋼(ASTM F138)所製成的。</p>	
適 應 症	
漏斗胸及其它胸骨變形	
副 作 用	
<p>1. 產生對金屬過敏反應。 2. 對植入物產生疼痛、不適或異常感覺。 3. 發炎、感染或氣胸。 4. 植入物斷裂或位移。 5. 移除植入物之前或之後，沒有達到治療效果。</p>	
注 意 事 項	
<p>1. 此植入物是用來做矯正治療，並不是用來替代胸骨，固不可承受異常的負荷，如提或背重物、激烈運動或外傷，都可能導致植入物鬆掉、位移、彎曲或斷裂。 2. 醫師必須接受過此植入物器械的使用方法與手術程序的相關訓練，手術前一定要規劃及選擇正確的植入物規格與植入位置。 3. 醫師對患者必須詳細說明遵行的事項、可能發生的不良影響與為了矯正不良影響可能的額外手術。 4. 此植入物為一次性使用，不可重複使用。 5. 胸骨已有明顯改善後二至四年，即應將植入物移除。</p>	
禁忌事項：	
<p>1. 先前有感染或免疫性不全者。 2. 對金屬植入物有過敏者。 3. 有精神或神經症狀或不能遵循醫師指示者。 4. 骨頭質量或品質不足。</p>	
與健保品項之療效比較	
<p>漏斗胸微創手術,是因不同於以往切除六到八對肋軟骨的方式,而改用由側面或腋下小切口,置入C形支撐架,將向內凹的胸骨及肋軟骨撐出,等二至四年後胸廓定形後,再取出,在胸腔鏡的輔助下,一般來說手術很安全,出血量約 10 至 30 cc,手術後第二或第三天即可下床,第四或第五天即可出院,十天後可以運動,游泳等..優點:傷口小又美觀且在胸部兩側、手術時間短、恢復快。</p>	

解說醫師簽章：_____ 病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日