

# 自費特材說明書

中文品名	英文品名
“柯惠”舒法定帕瑞得人工編網  (不帶線、分左右邊)  型號：TECT1510AR、TECT1510AL	“Covidien” Sofradim PARIETEX Meshes
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 017436 號	FSZ017436001
<b>產 品 特 性</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。</li><li>2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。</li><li>3. 獨特採親水性polyester (聚酯) 材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。</li><li>4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。</li></ol>	
<b>適 應 症</b>	
解剖型人工編網主要設計為用於藉由腹腔鏡手術或後側開腹手術之左側及/或右側腹股溝疝氣修補。除了這裡敘明之用途外無其他建議應用。	
<b>副 作 用</b>	
使用人工編網進行腔壁修補引發的併發症亦可見於使用本產品之後。這些併發症包括但不限於： 血清腫/ 血腫/ 復發/ 沾黏/ 慢性疼痛/ 感染/ 發炎/ 對產品成分產生過敏反應。	
<b>注 意 事 項</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 禁忌症：所有一般性腔壁補強之禁忌症皆為本產品之禁忌症，禁忌症包括但不限於：(1)處於成長期之病患：本產品之有限延展性可能無法滿足跟上孩童的成長。(2)在受感染的或受污染的部位進行手術。</li><li>2. 當植入於腹膜前部位時，在手術結束時應儘可能完整地進行該人工編網之腹膜化修補(peritonization)。</li><li>3. 建議人工網膜大幅地覆蓋住疝氣孔邊緣。</li><li>4. 若為大幅切開及主要組織分離的病例，為了促進人工編網與組織的快速融合，建議小心控制止血並盡可能限縮殘留的孔穴。</li><li>5. 由於滑石粉有促進發炎的特性，建議用於取用人工編網的手套應無滑石粉或已經徹底沖洗過。</li><li>6. 人工編網以雙層滅菌包裝供應。建議僅在需要放置人工編網時打開最內層包裝，並使用乾淨的</li></ol>	

手套和裝置拿取人工編網。

7. 此人工編網應僅由有經驗的醫師於他們的職務範圍內使用。

#### 與健保品項之療效比較

1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。
2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。
3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。

解說醫師簽章：\_\_\_\_\_

病人/家屬簽章：\_\_\_\_\_

說明暨簽署時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日