

糞便潛血採集(免疫定量法)

1

以便盆或坐式馬桶採檢，解便時儘量解在馬桶前端(斜面上，不要解在水中)，盡可能取上緣部份之糞便。

2

以便盒所附帶之杓子，來回刮取糞便，使溝槽完全覆蓋即可，連同杓子蓋緊於便盒中即可。

3

鎖緊，24小時內送回檢驗科。冷藏3天內送回檢驗科。

4

受檢者不須特別限制食物，但痔瘡便秘出血或女性生理期，請勿作糞便潛血檢查。



如有任何疑問
歡迎來電檢驗科
(02)27713161轉101
我們將竭誠為您解答